



製品カテゴリー		型式	アスベストの有無	使用部材	備考	
振とう培養器	小型シリーズ	BR-11FM/UM/FP/FH	無	---	販売終了品	
		BR-12FM/UM/FP/FH	無	---	販売終了品	
		BR-13FM/UM/FP	無	---	販売終了品	
		BR-15/15LF	有	ドレンコック	非飛散性 販売終了品	
		BR-21FM/UM/FP/FH	無	---		
		BR-22FM/UM/FP/FH	無	---		
		BR-23FM/UM/FP/FH	無	---		
	中型シリーズ	BR-30/30L/30LF	有	ドレンコック	非飛散性 販売終了品	
	該当部材	BR-31FM/FL/FH	無	---	販売終了品	
		ドレンコック取付バッキン	BR-32FM/FL/FH	無	---	販売終了品
			BR-33FM/FL	無	---	販売終了品
			BR-40/40L	有	ドレンコック	非飛散性 販売終了品
			BR-40LF	有/無	ドレンコック	非飛散性
			BR-41FM/FL/FH	無	---	
		BR-42FM/FL/FH	無	---		
		BR-43FM/FL	無	---		
	大型シリーズ	BR-160/160L/160LF	無	---	販売終了品	
	該当部材	BR-180LF	無	---		
		ドレンコック取付バッキン	BR-300L	有	ドレンコック	非飛散性 販売終了品
			BR-300/300LFシリーズ	有/無	ドレンコック	非飛散性
			BR-3000/3000Lシリーズ	有	ドレンコック	非飛散性 販売終了品
			BR-3000LFシリーズ	有/無	ドレンコック	非飛散性
			G・BR-200/300	無	---	

製品カテゴリー		型式	アスベストの有無	使用部材	備考	
ウオーターバス シェーカー	振とう恒温槽	パーソナル10	無	---	販売終了品	
		パーソナル11	無	---		
		パーソナルH-10	無	---		
	該当部材	パーソナルLt-10	有	冷却フレキバッキン ドレンコック	非飛散性 販売終了品	
		上からヒーター,冷却フレキ, センサー,フロートの バッキン部材	パーソナルLt-10F	有/無	冷却フレキバッキン ドレンコック	非飛散性
			ML-10	有	水槽漏液防止用バッキン (冷却フレキ, センサー, ヒーター, フロート), ドレンコック	非飛散性 販売終了品
			MH-10	有	水槽漏液防止用バッキン (センサー, ヒーター), ドレンコック	非飛散性 販売終了品
			ML-10F	有/無	水槽漏液防止用バッキン (冷却フレキ, センサー, ヒーター, フロート), ドレンコック	非飛散性
		MM-10	有/無	水槽漏液防止用バッキン (冷却フレキ, センサー, ヒーター, フロート), ドレンコック	非飛散性	

製品カテゴリー		型式	アスベストの有無	使用部材	備考
インキュベーター	ハイブリオープン	HB	無	---	販売終了品
		HB-80/100	無	---	

製品カテゴリー		型式	アスベストの有無	使用部材	備考
ブロック恒温槽	eバケット	TB/ZB	無	---	販売終了品
		EFB/EFBN	無	---	
		EIB/ECB/ETB/ETB37/EHB	無	---	ETB37は販売終了品
		CTU-2515	無	---	販売終了品
	浅型ブロックタイプ	CTU-N/DTU-N	無	---	販売終了品
		CTU-NEO/DTU-NEO	無	---	
		CTU-Mini/DTU-Mini	無	---	
	深型ブロックタイプ	TAL-1B/1G/2B/2G	無	---	販売終了品
		TAH-1B/1G/2B/2G	無	---	販売終了品
		DTU-1B/2B/1C/2C	無	---	販売終了品
		DTU-1BN/2BN/1CN/2CN	無	---	

製品カテゴリー		型式	アスベストの有無	使用部材	備考
ウオーターバス	ミンダーシリーズ	SD/SD-B	有	ヒーターバッキン	非飛散性 販売終了品
		EX/EX-B	有	ヒーターバッキン	非飛散性 販売終了品

	該当部材	SDN/SDN-B	無	---		
		EXN/EXN-B	無	---		
		SDmini	無	---	販売終了品	
		SDminiN	無	---		
	ヒーターバッキン		SM-05	有	ヒーターバッキン	非飛散性 販売終了品
			SM-05R	有/無	ヒーターバッキン	非飛散性 販売終了品
			SM-05N	無	---	
			SJ-10	有	ヒーターバッキン	非飛散性 販売終了品
			SJ-10R	有/無	ヒーターバッキン	非飛散性 販売終了品
			SJ-07N	無	---	
			SX-10R	有/無	ヒーターバッキン	非飛散性 販売終了品
			SX-10N	無	---	
			SH-12	有/無	ヒーターバッキン	非飛散性 販売終了品
			SH-10N	無	---	
			SP-12/12R	無	---	販売終了品
			SP-12N	無	---	
			DX-10	有	ヒーターバッキン	非飛散性 販売終了品
			DG-10	有	ヒーターバッキン	非飛散性 販売終了品
	DH-12	有	ヒーターバッキン	非飛散性 販売終了品		
断熱水槽	ステンレス断熱水槽	A(φ13,φ22mm)	有/無	バッキン(ホース接続口)	非飛散性	
		B(φ13,φ22mm)	有/無	バッキン(ホース接続口)	非飛散性	
		C(φ13mm)	有/無	バッキン(ホース接続口)	非飛散性	

製品カテゴリー		型式	アスベストの有無	使用部材	備考
冷水循環器	クールポンプ	CP-80/80F	有	バッキン(センサー,ホース口), ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		CP-80R	有/無	バッキン(センサー,ホース口), ドレンコック	非飛散性
		CP-150/150F	有	バッキン(センサー,ホース口), ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		CP-150R	有/無	バッキン(センサー,ホース口), ドレンコック	非飛散性
		CP-300/300F	有	バッキン(センサー,ホース口), ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		CP-300R	有/無	バッキン(センサー,ホース口), ドレンコック	非飛散性
		CP-400/400F	有	バッキン(センサー,ホース口), ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		CP-600/600F	有	バッキン(センサー,ホース口), ドレンコック	非飛散性 販売終了品
	クールユニット	CL-80/80F	有	バッキン(ヒーター,センサー,ホース口), ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		CL-80R	有/無	バッキン(ヒーター,センサー,ホース口), ドレンコック	非飛散性
		CL-150/150F	有	バッキン(ヒーター,センサー,ホース口), ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		CL-150R	有/無	バッキン(ヒーター,センサー,ホース口), ドレンコック	非飛散性
		CL-300/300F	有	バッキン(ヒーター,センサー,ホース口), ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		CL-300R	有/無	バッキン(ヒーター,センサー,ホース口), ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		CL-300N	無	---	
		CL-400/400F	有	バッキン(ヒーター,センサー,ホース口), ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		CL-600/600F	有	バッキン(ヒーター,センサー,ホース口), ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		CL-600R	有/無	バッキン(ヒーター,センサー,ホース口), ドレンコック	非飛散性 販売終了品
	CL-600N	無	---		
	ストックチャラー	YW-8	無	---	販売終了品
		YW-12	有/無	バッキン(冷却コイル,センサー)	非飛散性 販売終了品
		YW-75	無	---	販売終了品
		YW-100	有/無	バッキン(冷却コイル,センサー)	非飛散性 販売終了品
		YW-300	有/無	バッキン(冷却コイル,センサー)	非飛散性 販売終了品

製品カテゴリー		型式	アスベストの有無	使用部材	備考
外部循環付恒温水槽	クールユニットバス	EL-75	有	バッキン(ヒーター,センサー,冷却コイル), ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		EL-80	有	バッキン(ヒーター,センサー,冷却コイル), ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		EL-150	有	バッキン(ヒーター,センサー,冷却コイル), ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		EL-400	有	バッキン(ヒーター,センサー,冷却コイル), ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		EL-600	有	バッキン(ヒーター,センサー,冷却コイル), ドレンコック	非飛散性 販売終了品

		EL-8	有	パッキン(天板,ヒーター,センサー,冷却コイル,ホース口,フロート),ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		EL-8F	有/無	パッキン(天板,ヒーター,センサー,冷却コイル,ホース口,フロート),ドレンコック	非飛散性
		EL-15	有	パッキン(天板,ヒーター,センサー,冷却コイル,ホース口,フロート),ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		EL-15F	有/無	パッキン(天板,ヒーター,センサー,冷却コイル,ホース口,フロート),ドレンコック	非飛散性
	サーモサブライヤー	EZL-80/80F	有	パッキン(ヒーター,冷却コイル),ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		EZL-81F	有/無	パッキン(ヒーター,冷却コイル),ドレンコック	非飛散性
		EZ-100	有	パッキン(ヒーター,冷却コイル),ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		EZ-101	有/無	パッキン(ヒーター,冷却コイル),ドレンコック	非飛散性
	サーモサーキュレーター	ZL-100	有	パッキン(ヒーター,冷却コイル),ドレンコック	非飛散性 販売終了品
	ラボバス	LB-21	有	パッキン(ヒーター,センサー,フロート),ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		LB-21J/21JR	有	パッキン(冷却コイル,センサー),ドレンコック	非飛散性 販売終了品
	クールバス	CB-40	有	パッキン(冷却コイル)	非飛散性 販売終了品
	オイルバス	OH-50/50P	有	パッキン(天板,ヒーター,センサー)	非飛散性 販売終了品
		OH-500P/500PW	有	パッキン(天板,ヒーター,センサー)	非飛散性 販売終了品
		OH-16	有	パッキン(ヒーター,センサー)	非飛散性 販売終了品

製品カテゴリー		型式	アスベストの有無	使用部材	備考
恒温水循環装置	クーリングポンプ	CH-150A/150B	有	パッキン(冷却コイル,センサー),ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		CH-151AF/151BF	無	---	
		CH-400A/400B	有	パッキン(冷却コイル,センサー),ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		CH-401AF/401BF	無	---	販売終了品
		CH-402B	無	---	
		CH-600A/600B	有	パッキン(冷却コイル,センサー),ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		CH-601AF/601BF	無	---	販売終了品
		CH-601A/601B/601B	無	---	
		CH-800A/800B	有	パッキン(冷却コイル,センサー),ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		CH-802AF/802BF	無	---	販売終了品
		CH-802B/802BF	無	---	

製品カテゴリー		型式	アスベストの有無	使用部材	備考
低温トラップ	フリーズドライヤー	VA-150	有	ドレンコック	非飛散性 販売終了品
	該当部材	VA-250F	無	---	販売終了品
		VA-250R	無	---	
	ドレンコック取付パッキン	VA-300	有	ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		VA-500F	無	---	販売終了品
		VA-500R	無	---	
		VA-800/810	有	ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		VA-800F	無	---	販売終了品
		VA-800R	無	---	

製品カテゴリー		型式	アスベストの有無	使用部材	備考
凍結乾燥機	フリーズドライヤー	VD-15/16/150	有	ドレンコック	非飛散性 販売終了品
	該当部材	VD-250F	有/無	ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		VD-250R	無	---	
	ドレンコック取付パッキン	VD-30/31/40/41/400/400F	有	ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		VD-500F	有/無	ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		VD-550R	無	---	
		VD-60/61/600	有	ドレンコック	非飛散性 販売終了品
		VD-80/81/800	有	ドレンコック	非飛散性 販売終了品
	VD-800F	有/無	ドレンコック	非飛散性 販売終了品	
VD-800R	無	---			
試験管濃縮機	コンセントレーター	TC-8	有	パッキン(ヒーター,センサー)	非飛散性 販売終了品
		TC-8F	有/無	パッキン(ヒーター,センサー)	非飛散性
		TC-8G	有/無	パッキン(ヒーター,センサー)	非飛散性
		TC-10F	有	パッキン(ヒーター,センサー)	非飛散性 販売終了品
		TC-10G	有	パッキン(ヒーター,センサー)	非飛散性 販売終了品