



# プラスシェーカー EP-1

シンプルな振とうユニットです。サーモミンスター等と組み合わせれば低コストな振とう恒温槽に。ポリ水槽A/B型やステンレス断熱水槽E型と組み合わせ可能。

- 特長**
- おもに水槽と組み合わせて使う振とうユニット
  - オプションの保持脚で単独でも使用可能
  - スプリングネット振とう台付属、ツメクランプも使用可

- 用途**
- 大腸菌等の微生物の培養
  - 酵素反応等の各種のインキュベーション
  - ハイブリダイゼーション




水槽の縁に引っ掛けたり保持脚で固定して往復振とうするんだね。

型名	EP-1
振とう方式	往復振とう
振とう速度/振幅	20~160r/min、0~30mm (無段階可変式)
振とう台寸法	250×320mm
適用水槽	ポリ水槽A/B型、ステンレス断熱水槽E型(いずれも別売)
水槽内占有寸法	280×385×140Hmm
クランプ可能厚	50mm以下
外形寸法/質量	330×575×250Hmm、約14kg
電源	AC100V・1A
価格	¥222,000

●本製品は+80℃以下でご使用ください(ポリ水槽A/B型使用の場合は+70℃まで)。

●外形図



容器架数例

容器	サイズ	スプリングネット振とう台	ツメクランプ(別売)使用時
試験管	φ11mm	221本(垂直時)	—
	100mL	12個	13個
三角フラスコ	200mL	8個	11個
	250mL	6個	8個
	300mL	6個	8個
	500mL	4個	6個

オプション: 保持脚・ツメクランプ・組み合わせ用水槽

品名/型名	備考	価格
プラスシェーカー用保持脚	水槽に取り付けられない場合に使用、1組入	¥10,000
ツメクランプ CF-0100	100mL三角フラスコ用、1個入	¥3,000
ツメクランプ CF-0200	200mL三角フラスコ用、1個入	¥4,000
ツメクランプ CF-0250	250mL三角フラスコ用、1個入	¥4,000
ツメクランプ CF-0300	300mL三角フラスコ用、1個入	¥5,000
ツメクランプ CF-0500	500mL三角フラスコ用、1個入	¥6,000
ポリ水槽A型	内寸333×533×200Hmm、+70℃まで	¥9,000
ポリ水槽B型	内寸295×450×160Hmm、+70℃まで	¥6,000
ステンレス断熱水槽E型	内寸300×500×155Hmm	¥74,000

●下記『サーモミンスター SM-05N/SJ-07N/SX-10N/SH-10N』⇒P.134



EP-1+SM-05N+ポリ水槽A型 使用温度範囲: 室温+5℃~+70℃ 合計価格: ¥326,000	EP-1+SJ-07N+ポリ水槽A型 使用温度範囲: 室温+5℃~+70℃ 合計価格: ¥350,000
--	--



EP-1+SX-10N+ポリ水槽A型 使用温度範囲: 室温+5℃~+70℃ 合計価格: ¥374,000	EP-1+SH-10N+ステンレス断熱水槽E型 使用温度範囲: 室温+5℃~+80℃ 合計価格: ¥463,000
--	---

更に詳しい情報はQRコードまたは <https://taitec.info/2024b/144> にて

●製品Web ●ウェビナー動画: 元祖ユニット恒温槽「HACCP・省エネ・メンテナンス!」

●『サーモミンスター SM-05N/SJ-07N/SX-10N/SH-10N/SP-12N』⇒P.134

